




## JE RÉALISE MON TEST EN 3 ÉTAPES

- 1** Je lis le mode d'emploi  
> Volet 1 du kit
- 2** Je complète la fiche d'identification  
> Volet 2 du kit
- 3** Je réalise le test et je le dépose dans  
un laboratoire BIONEXT ou une boîte  
aux lettres Post  
> Volet 3 du kit



Mode d'emploi

## INFOS CLÉS

Le test de dépistage du cancer colorectal permet de détecter un cancer à un stade très précoce. Il est recommandé tous les 2 ans, pour les femmes et les hommes de 45 à 74 ans, sans symptômes ni antécédents. **Détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10.**

- Fiable**
- Pris en charge à 100%**
- Simple et rapide**

### Questions fréquentes

**Quel est le délai d'utilisation du test ?**  
Jusqu'à la date d'expiration précisée sur le tube

**J'ai perdu le tube ou le tube est abîmé. Que dois-je faire ?**  
Demandez un nouveau kit au laboratoire BIONEXT

**Le prélèvement ne s'est pas passé correctement. Que dois-je faire ?**  
Prenez conseil auprès du laboratoire BIONEXT ou d'un pharmacien

**Dois-je payer pour ce test ?**  
Non, il est pris en charge à 100% par la Direction de la santé

**Puis-je déposer l'enveloppe bleue avec mon prélèvement dans un autre laboratoire ?**  
Non, vous devez le déposer dans une boîte aux lettres Post (l'enveloppe retour est pré-affranchie) ou dans le laboratoire BIONEXT de votre choix

**Qui recevra mon résultat ?**  
Vous-même, le médecin que vous aurez désigné sur votre fiche d'identification, ainsi que le médecin du Centre de Coordination des programmes de dépistage des cancers

## KIT DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

## MODE D'EMPLOI

**Ce kit est à usage personnel**

**Avant son utilisation, conservez le kit à  
une température comprise entre +2°C et +30°C**

Contact

Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers,  
Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, Direction de la santé  
20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm  
Tél. : 247 755 50 - Fax : 247 95563 - colorectal@ms.etat.lu - www.sante.lu



D\_COMM\_188\_001

# MODE D'EMPLOI

## Avant de commencer

Vérifiez la date d'expiration du test sur l'enveloppe ou sur le tube.


Si le test est périmé, demandez-en un nouveau en contactant le laboratoire BIONEXT au (+352) 27 321 888

## J'AI RÉCEPTIONNÉ MON KIT DANS UN LABORATOIRE BIONEXT




Sur la fiche d'identification, j'inscris la date de réalisation du test

## J'AI REÇU MON KIT PAR COURRIER



Sur la fiche d'identification, je colle l'étiquette nominative et j'inscris la date de réalisation du test

## JE SUIS ALLÉ(E) CHERCHER MON KIT EN PHARMACIE



Sur la fiche d'identification, je complète les informations et j'inscris la date de réalisation du test

# JE RÉALISE MON TEST



1


Urinez avant de commencer votre test.

Il ne faut pas que les selles soient en contact avec un liquide (urine, javel, ...)




2

Collez le papier brun de recueil des selles du volet 2, sur la lunette des toilettes à l'aide des autocollants. Appuyez doucement sur le papier pour faire un petit creux, puis déposez-y les selles




3

Ouvrez le tube en tournant le bouchon vert




4

Grattez la surface des selles à plusieurs endroits à l'aide de la tige verte, puis jetez le papier brun dans les toilettes



5

La partie striée de la tige (jusqu'à la marque rouge sur le dessin) doit être recouverte de selles



6

Refermez le tube et secouez-le énergiquement




7

Glissez ensuite le tube dans le sachet de protection (Safetybag) du volet 3




8

Fermez le Safetybag en retirant la languette blanche en haut du sachet



9

Insérez le Safetybag et la fiche d'identification datée et complétée dans l'enveloppe retour bleue pré-affranchie du volet 3



10

Retournez l'enveloppe bleue le jour même ou au plus tard le lendemain, soit :

- en la déposant directement dans un laboratoire BIONEXT du lundi au samedi

Liste des laboratoires : [bionext.lu/centres](http://bionext.lu/centres)

- en la déposant dans une boîte aux lettres Post (sauf la veille d'un week-end ou d'un jour férié)



## Plus d'informations

- Laboratoire BIONEXT : (+352) 27 321 888
- Dans votre pharmacie
- Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers [www.sante.lu/colorectal](http://www.sante.lu/colorectal) ou par téléphone au (+352) 247-75550